

AVALON

Koru Pharma ofrece una gran variedad de rellenos Avalon para las arrugas: Avalon Fine, Avalon Vital y Avalon Ultra, que están hechos de ácido hialurónico estabilizado no animal. Con una amplia gama de rellenos, nuestro objetivo es satisfacer los deseos de numerosos tipos de clientes. Avalon es una solución ideal para los procedimientos más comunes de corrección de arrugas de profundidad media. Los resultados durarán entre 12 y 18 meses, dependiendo de la condición de la piel del paciente.

Beneficios de Avalon Fine, Avalon Vital y Avalon Ultra:

- Fácil corrección de arrugas de profundidad media.
- Absolutamente seguro para usar en el cuerpo
- Sin edemas ni inflamaciones.
- Hidratación profunda de la piel.
- Normalización de fluidos corporales.
- Mejora de tez
- Adecuado para pacientes con piel sensible.
- Sin migración y sin grumos



RelLENOS AVALON - una combinación óptima de viscosidad y elasticidad.

Producto	AVALON Fine 18	AVALON Vital 20	AVALON Ultra 24
Reticulación	BDDE	BDDE	BDDE
Concentración de ácido hialurónico	18 mg/ml	20 mg/ml	24 mg/ml
Concentración de lidocaína	x	x	3 mg/ml
Nivel de reticulación	●	●●	●●●
Peso molecular	1,000,000 g/mole	1,000,000 g/mole	1,000,000 g/mole
pH	≈ 7.0	≈ 7.0	≈ 7.0
Módulo elástico	50–100 Pa	50–100 Pa	150–250 Pa
Calibre de la aguja	2x30 G 1/2	2x27 G 1/2	2x27 G 1/2
Volumen de jeringa	1.0 ml	1.0 ml	1.0 ml
Profundidad de inyección	Intradérmica (capa superficial de la dermis)	Intradérmica (capa media o profunda de la dermis)	Capa profunda de la dermis, suprapariósica
Duración (en meses)	9	12	18
Indicaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Arrugas dérmicas delgadas • Arrugas en la zona perioral • La pérdida de volumen en el temporal, la frente y región glabellar • Arrugas de clase I-II • arrugas horizontales del cuello 	<ul style="list-style-type: none"> • Arrugas de profundidad media • Pliegues nasolabiales • Pliegues de marioneta • Comisura de los labios caída (hacia abajo) 	<ul style="list-style-type: none"> • Arrugas profundas (ritidosis) • Pérdida de volumen en la zona de las mejillas y mentón. • Contornos faciales indefinidos
Efectos	<ul style="list-style-type: none"> • Corrección precisa de las más delgadas arrugas • Corrección de arrugas en el dorso de la mano 	<ul style="list-style-type: none"> • Corrección de arrugas y pliegues medianos. • Restauración del volumen de los labios, tejidos blandos en el cuello, zonas temporales y malares. • Corrección de arrugas en las muñecas. • Corrección de los lóbulos de las orejas 	<ul style="list-style-type: none"> • Restaurar el volumen y rellenar arrugas profundas. • Corrección de contornos faciales.
Empaque	1 Jeringa, 2 Agujas	1 Jeringa, 2 Agujas	1 Jeringa, 2 Agujas

Almacenamiento: Evite la luz solar directa y almacene entre 2 ° C y 25 ° C.